



# *Hemostat*

---

AUTOMATED COAGULATION ANALYZER

# Hemostat

*Automated  
coagulation analyzer*



Turbidimetric detection system  
*Determinazione turbidimetrica*

Automatic analysis and calculation of PT, Aptt and Fibrinogen  
*Determinazione automatica del PT, Aptt e Fibrinogeno*

Automatic calibration of PT with automatic dilution calibrator  
*Diluzione automatica del calibratore e calibrazione automatica del PT*

Automatic calibration of Fibrinogen with automatic dilution calibrator and samples  
*Diluzione automatica del campione e del calibratore e calibrazione automatica per il Fibrinogeno*

Samples are automatically rerun when the results do not fit the programmed range  
*I campioni sono automaticamente ripetuti nel caso i risultati non sono entro i range prestabiliti*

Rotor capacity of 32 samples and 32 reaction cuvettes  
*Capacità del piatto 32 campioni e 32 cuvette di reazione*

Reagents compartment for 6 vials  
*Comparto reagenti per 6 vial*

Washing and de-proteinizing compartment  
*Comparto per il lavaggio e per la deproteinizzazione*

Sampling system with level sensor  
*Sensore di livello per l'ago*

**SPEED:** 50 PT or 50 Fibrinogen per hour. 25 Aptt per hour  
**VELOCITÀ:** 50 PT oppure 50 Fibrinogeno per ora. 25 Aptt per ora

**OUTPUT CONNECTOR:** RS232  
**PORTA SERIALE:** RS232

● **HEMOSTAT** is a compact easy to use automatic coagulation analyzer.

Once the HEMOSTAT is programmed the tests are run automatically: PT, Aptt, Fibrinogen. The operator only introduces the ID and the requested tests.

**Hemostat: a reliable partner in your lab.**

● **HEMOSTAT** è un compatto autoanalizzatore per i test di coagulazione.

*Dal momento che HEMOSTAT è programmato l'esecuzione è in automatico: PT, Aptt, Fibrinogeno, Fattori di deficienze etc. L'operatore inserisce solo gli ID ed i test richiesti.*



**I.S.E. S.r.l.**

Via delle Driadi, 45 - 00133 Roma - Italy  
Tel. +39 06 206 10 289 Fax +39 06 20 18 131  
www.logotech-ise.com e-mail: info@logotech-ise.com

